

Kolno, dnia 14.10.2021r.

Znak sprawy: Sz.O./ZP/COVID-19/01/2021

L.dz. 4128

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy Zaprośzenia do złożenia oferty (*dalej: Zaprośzenie*) na zakup i dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Szpitalnej Izby Przyjęć w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karettek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19”, znak sprawy: Sz.O./ZP/COVID-19/01/2021

Zamówienie jest finansowane przez Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zamawiający przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści Zaprośzenia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1

Dotyczy załącznika Nr 2 do Zaprośzenia

28. LARYNGOSKOP ŚWIATŁOWODOWY – 2 SZT. i 32. WIDEOLARYNGOSKOP Z ZESTAWEM DO TRUDNEJ INTUBACJI – 1 SZT.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. pakietu urządzenia ProVu Video Stylet - urządzenie do intubacji nowej generacji, łączące nowoczesną technologię wizualizacji z unikalnym systemem naprowadzania ETT, idealne rozwiązanie do każdego rodzaju intubacji. ProVu umożliwia intubację pacjentów przytomnych. Pragniemy zaznaczyć że nasze urządzenie posiada zestaw dwóch monitorów, (dwóch videolaryngoskopów), jeden do sondy Video Stylet (rurki intubacyjnej), drugi monitor do łyżek intubacyjnych.

- 1. Aparat umożliwiający wykonywanie trudnej intubacji pacjenta pod kontrolą kamery, jak również intubację pacjenta przytomnego.**
- 2. Monitor duży do użycia z Video Stylet (rurką intubacyjną) o następujących parametrach:**
 - Akumulator zapewniający 7 godzinną pracę urządzenia
 - Waga – 396 g
 - przycisk on/off
 - Wymiary monitora: szer/wys/gru – 205mmx130mmx25mm
 - Bateria - Litowo-jonowa 3,7V, 5000mAh
 - Ładowanie przez mikro USB
 - Rozdzielczość - 800X1280 PIKSELI
 - możliwość zamontowania monitora na statywie jezdnym albo na specjalnym stabilnym uchwycie stawianym również na brzuchu pacjentaW komplecie 2 metrowy kabel zasilacza, umożliwiający ustawienie monitora w dowolnym miejscu
- 3. Monitor mały do użycia z łyżką laryngoskopową/video sonda o następujących parametrach:**
 - Akumulator zapewniający ponad 3 – godzinną pracę urządzenia

- Waga – 85 g
- przycisk on/off dotyczy monitora stosowanego z łyżkami
- Inteligentna interakcja oparta na ruchu – brak przycisku włącz/wyłącz – dotyczy monitora stosowanego na nadgarstek
- Wodoszczelny IPX4, można czyścić środkiem na bazie alkoholu lub chloru.
- Wymiary monitora: szer/wys/gru – 60mmx89mmx13mm
- Bateria - Litowo-jonowa 3,7V 1500mAh
- Ładowanie przez mikro USB
- Rozdzielczość - 480x320 PIKSELI
- W komplecie stacja ładująca, 1 metrowy kabel zasilacza, umożliwiający ustawienie monitora w dowolnym miejscu

4. Wideo sonda (rurka intubacyjna) o następujących parametrach:

- sterylna, jednorazowego użytku
- automatyczna blokada umożliwiająca umieszczenie rurki intubacyjnej w żądanej pozycji
- miękkie dotykowe kółko regulatora sterowania
- obrotowa złączka USB
- wyjmowany w całości, giętki przewodnik
- niskociśnieniowy mankiet o dużej rozdzielczości
- „efekt akordeonowy” – unikalna harmonijkowa konstrukcja rurki pod mankiem umożliwia jej zginanie we wszystkich kierunkach
- miękka końcówka zmniejszająca ryzyko urazu narządów pacjenta
- kamera umiejscowiona na samym końcu rurki intubacyjnej, innowacyjna lokalizacja kamery, dzięki której przez cały czas widoczne jest dokładne położenie rurki w drogach oddechowych

5. Akcesoria dodatkowe:

- Statyw jezdny do monitora z możliwością regulacji wysokości i regulacją ramienia do 65 cm. Odporny na wielokrotne czyszczenie i zużycie związane z pracą w trybie ciągłym – 1 szt.
- statyw biurkowy do monitora: umożliwiający optymalne ustawienie wyświetlacza – 1 szt.
- Stacja ładująca - kompatybilna z wyświetlaczem 3,5" – 1 szt.
- przedłużacz wzmacniacza wielokrotnego użytku 1m i 2 m – 1 szt.

6. Akcesoria jednorazowe:

a) Video sonda:

Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiar 6,5

Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiar 7,0

Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiar 7,5

Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiar 8,0

b łyżki laryngoskopowe jednorazowego użytku

Mac Blade Size 3

Mac Blade Size 4

Hyper Blade Size 3

Hyper Blade Size 4

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią Zaproszenia.

Zamawiający informuje, że zamówienie nie jest podzielone na części.